

0331 ISP-4培养基

可溶性淀粉	10.0 g
K ₂ HPO ₄	1.0 g
MgSO ₄ ·7H ₂ O	1.0 g
NaCl	1.0 g
(NH ₄) ₂ SO ₄	2.0 g
CaCO ₃	2.0 g
微量盐溶液	1.0 mL
琼脂	15.0 g
蒸馏水	1000.0 mL
pH	7.0~7.4
盐溶液:	
FeSO ₄ ·7H ₂ O	0.1 g
MnCl ₂ ·4H ₂ O	0.1 g
ZnSO ₄ ·7H ₂ O	0.1 g
蒸馏水	100.0 mL

以上成分121℃，灭菌15 min。液体培养基不加琼脂。推荐使用成品培养基。



公众号：CICC菌种平台

中国工业微生物菌种保藏管理中心（CICC）



地址：北京市朝阳区酒仙桥中路24号院6号楼（100015）



电话：010-53218300



邮箱：sales@china-cicc.org



网址：www.china-cicc.org