

0787 强化梭菌培养基 Reinforced Clostridium Medium (RCM)

牛肉浸粉	10.0 g
蛋白胨	5.0 g
酵母浸粉	3.0 g
葡萄糖	5.0 g
可溶性淀粉	1.0 g
NaCl	5.0 g
NaAc	3.0 g
L-半胱氨酸盐酸盐	0.5 g
琼脂	15.0 g
蒸馏水	1000.0 mL
pH	6.8

以上成分121℃，灭菌15 min。液体培养基不添加琼脂。推荐使用成品培养基。



公众号：CICC菌种平台

中国工业微生物菌种保藏管理中心（CICC）



地址：北京市朝阳区酒仙桥中路24号院6号楼（100015）



电话：010-53218300



邮箱：sales@china-cicc.org



网址：www.china-cicc.org